

無料で意思伝達補助機器など貸出します。

長崎市周辺の団体様へご利用下さい。

貸出リストは裏面へ



この度、九州ろうきん様より助成金を頂き、事が出来ました。電子機器進歩により、ハンディを持つ方への機器の変化は目覚しく、併せて福祉制度の変化においての支援体制が追いついて行かない状態です。

何とか支援する方たちのスキルアップや制度の活用につながる事を願い、**二週間の無料**の補助支援周辺機器貸出を開始致します。

基本的には、意思疎通や意思伝達が困難な方をサポートされている長崎市周辺の団体様へ、まずは貸出を行います。随時対象範囲を拡大する予定です。


このような支援に対して、困っている団体様へ

利用者に、最新の意思伝達の為の電子補助機器を試してみたいが...

電子機器本体はあるのだが、どうしていいか判らない。

言語の発音、手等が思ったように動かせないが、自分の意思で、伝えることが難しい人への支援に困っている。

手続きの手順のご案内



約束してもらいたいこと

- ★貸出期間は、2週間です。メールにて問合せ受付し、機器は直接取りに来て頂き、手渡しが原則です。使用後の郵送、受け取りなどでの問い合わせは応じません。
- ★補助支援の為の設定や足りない機材用具などは、自前に各自本体等の機器の準備をお願いいたします。もし、設定を頼まれる場合は有料にて、業者を紹介致します。
- ★長崎市周辺の団体様のみ ※個人での申し込みは受け付けません。
- ★無理のない日程の調整にご協力下さい。電話等での相談やトラブルは受け付けません。
- ★申込書に、主技術担当者名等の必要事項に記載漏れのない様にお願い致します。
- ★第三者への貸出及び事故に対しては、責任を負いません。あくまで機器貸出で、破損、欠損などの故障に対しては借りた団体様への請求とさせていただきますと共に、故障箇所などの自己申告をお願いいたします。
- ★明らかな自然的消耗などの場合は、除外します。

【お問い合わせ先】 特定非営利活動法人
ながさきハンディキャプトサポートセンター
〒850-0045 長崎市宝町1番18-701号
TEL/FAX:050-3440-1346
HP:<http://nponhsc.web.fc2.com/>
Mail:nponhsc200604@gmail.com

OS・用途	写真	名称・機能	注意ポイント	販売会社名
WIN 別途専用ソフト付 USB2対応		対応OS-win 7-8 PC-WIN対応キネクトと OAK(オーク) 特徴: 特定の空間を過ぎる 形を学習させておき追従 特定の場所の動きを感知	★スイッチと本体が必要 ★基本的に当会のノートPCと セット ★貸出不可日=第4土曜 日 その他 セミナーで使用の為 事前に当会で使用の時	株式会社アシスト アイ
WIN		中古ノートWIN7PC HP社製 PRO 10インチ	★貸出不可 日=第4土曜日セミ ナーで使用の為 ★CD再生不可	HP社製
APPLE iPhone&iPad(ios7- 8)		できiPad ★Bluetoothによる1~4個まで のスイッチの割り当てで操作 ★外出時は乾電池でも対応	★他のiPhoneなどとは、距離 を置いて使用が望ましい ★本体と症状や状態に合わ せたスイッチ及び個数が必要	できマウスプロジェ クト
WIN XP-8 専用ソフト付 USB2対応		できマウス ★ワンクリックでの専用ソフトを使った 操作 ★左クリックのみの機能もあり	★本体と症状や状態に合わ せたスイッチ及び個数が必要 ★使用前に付属の専用ソフト の設定が必要	できマウスプロジェ クト
WIN 7-8 専用ソフト付 USB2対応		USBフットペダルスイッチ マウス操作 対応 RI-FP1BK ★専用ソフトを入れてひとつの操作を 割り当てて使用	★使用前に付属の専用ソフト の設定が必要	ルートアール
スイッチ		ジェリビーンスイッチ ★ある程度力があり、反応が理解で きる方向け	意識的に確実に指や体の何 れかの部位で、押すことが出 来る方向き。過剰な緊張を伴 わない筋肉を使用する場所 向き	パシフィックサプラ イ(株)
スイッチ固定具		アーム 机や車椅子にスイッチなどを固定する 補助具		
WIN 専用ソフト付 USB2対応		トラックボール式マウス ★専用ソフトを入れて、4つのボタン に機能を割り当てて使用	腕などの稼動が狭く、指で細 かな操作が可能。ただし、腕 などの保持が長時間可能な 方には難しい。手等が震えを 持つ方も	ケンジントン (Kensington)
マウス補助具		まうびい ★マウスの中央前に貼り付けて使 用。手に震えが少しある方向き		AOI(アオイ)
WIN USB2対応		ゲームパッド ★最大16個のスイッチの割り 当てが可能 ★左クリック機能を別のスイッ チに取り付け可能	市販品を改造しているため、 操作の動きに対して保障しま せん。	
電池電源遮断、スイ チの接続具		BDアダプタ ★乾電池の間に挟みスイッチにより、 おもちゃなどを動かす		